



JakobsenRED Phoenix Bulb



Multihullámhosszú Vörös Fényterápia

7 spektrummal.

JakobsenRED

Több mint fény: Támogatás minden pillanatban.



Üdvözölöm a **7** hullámhosszú vörös fény lámpák világában!

Köszönöm a vásárlást. Őszintén örülök, hogy csatlakozott hozzánk, és hamarosan személyesen is megtapasztalhatja a vörös és közeli infravörös fény előnyeit.

Használati Útmutató

Fontos figyelmeztetés!

A vörös fényterápiás lámpák, így JakobsenRED termékeink alkalmazása bizonytalan eredetű bőrbetegségek esetén, és akut gyulladásoknál NEM ajánlott!

Csomagja tartalma:

1db LED fény.

1db szemüveg.

1db állvány

Használati útmutató:

Kérem bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy panelje nem sérült, és tartalmazza az összes alkatrészt. Ellenkező esetben NE használja a lámpát, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

1. Emelje ki a lámpa fejet és a csomagolásból, távolítsa el a védőfóliát, majd csavarja bele a foglaltba. Vigyázzon NE húzza túl! Majd rögzítse az oldalán a csavarokat. Rögzítse a csiptetővel stabilan! Fényezés közben NE fogja meg a lámpát, mert felforrósodik!
2. A lámpafoglalat 360 fokban elforgatható és felfelé és lefelé 120 fokban állítható. Rögzítse a kívánt pozícióba.
3. Csatlakoztassa a konnektorhoz.
4. Kapcsolja be a lámpát és világítsa meg a megvilágítani kívánt felületet vele.

A megfelelő hatás érdekében javasolt a fény napi 10-20 perces használata 15-30 cm távolságból.

Ha túl melegnek érzi a lámpát használja távolabbról-akár 50 cm-ről.

Ha így is melegnek érzi, kapcsolja le-beszélje meg kezelését házi orvosával.

Kellemetlenséget okozó testrészen használjuk a lámpánk kétszer, maximum háromszor 8-10 percre 10 cm-es távolságból.

Egy nap 30 percnél hosszabb időre NE alkalmazzuk a vörös fényt. Ajánlott fokozatosan hozzászoktatni a szervezetet a vörös fényhez. Ideális 3-5 perces megvilágításokkal kezdeni, majd pár naponta emelni a vörös fény lámpa használati idejét. Amennyiben már hozzászokott a vörös és közeli infravörös

fényhez, egyszerre maximum 20 perces megvilágítások optimálisak, vagy napi 2x 15 perc, akár 3x10 perc – egyedi igények alapján.

A vörös fény teljesítménysűrűsége a lámpa felszínéhez közelebb a legerősebb, így ezt figyelembe véve, ha közelebről használjuk kevesebb perc elegendő a megvilágításhoz-egyenes arányban, minél távolabbról használja megadott távolságon belül, annál hosszabb ideig szükséges alkalmaznia a fényt.

Lámpája csíptethető foglalttal érkezik, melybe csak be kell csavarnia a lámpafejet. Emellett E27-es menetnek köszönhetően bármilyen más lámpa foglalatba is becsavarhatja.

A vörös fény, akár csak a lemenő nap vöröse, nyugtató hatással lehet, segíthet az esti relaxációban, elalvásban. Használja esti fényként távolabbról a szobában helyezze el bárhol-oldalról, vagy hátulról essen a megvilágítás-a teret világítsuk ez esetben NE önmagunkat!

Paraméterek:

hullámhosszok:

vörös fény: 630 nm, 660 nm, 670 nm

közeli infravörös fény: 810 nm, 830 nm, 850 nm és a **legújabb 1060 nm**

teljesítmény: 54w

energiafogyasztás: 24w

átmérő: 12 cm

magasság: 12 cm

bemeneti feszültség: AC85-AC 265V

besugárzási szög: 60 fok

lámpa anyaga: alumínium

teljesen csendes

bármilyen E27/E26 csavaros lámpához illeszkedik

A lámpaház hőmérséklete a következő:

10 perc után: 42 Celsius

20 perc után: 49 Celsius

30 perc után: 51 Celsius 25 Celsius fokos hőmérséklet esetén.

Ne érintse meg a lámpát működés közben!

Figyelem!

A vörös fény terápia egy csodálatos dolog - de nem mindenkinek való. Néhány ok, amiért nem biztos, hogy az Ön számára megfelelő:

Olyan gyógyszert szed, amely fényérzékennyé teszi.

Migrénje vagy rohamai vannak, amelyeket erős fény vált ki.

Ön bipoláris zavarban szenved, amelyet bizonyos esetekben köztudottan befolyásol a fényhatás.

Ön terhes.

Három éves kor alatt nem használható!

Nem használhatják magatehetetlen, idős emberek, gyermekek felügyelet nélkül!

Javasolt ez esetekben az előzetes orvosi konzultáció!

Ne használja a készüléket, alkohol, kábítószer, nyugtató befolyása alatt.

Ne használja nyílt seben, ismeretlen eredetű bőrbetegség esetén.

Figyelmeztetés

Ne használja a lámpát víz közelében, vagy vizes kézzel. Ha víz éri a készüléket NE használja! Ne nézzen közvetlenül a fénybe, mindig csukott szemmel használja, ha arca felé fordítja a lámpát. Használja szükség esetén a védőszemüveget!

Lámpája karbantartása

Tisztítás és fertőtlenítés: A külső tisztításhoz csak puha, száraz ruhát használjon.

Soha ne használjon súrolószeres tisztítószeret, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket.

Tárolás:

A készüléket hűvös, száraz helyen, közvetlen fénytől és extrém hőtől védve kell tárolni.

Ügyfélszolgálat

Elkötelezettek vagyunk a legjobb ügyfélszolgálat biztosítására az optimális fény élmény érdekében.

Ezért, ha bármilyen kétség merül fel Önben a panel használatával kapcsolatban, kérem ne habozzon kapcsolatba lépni velem:

tel: 0670 572 5519

e-mail: info@vorosfeny.hu

Termékbiztonsági dokumentáció elérhető:

Jakobsen Biohacking Kft -2022.12.20

Tel: 00 36 70 572 55 19

E-mail: info@vorosfeny.hu

Cég székhelye: 9400 Sopron, Alsólövér utca 25. földszint 3. ajtó

Adószám: 32171093-2-08.

Közösségi adószám: HU32171093

Cégjegyzékszám: 08-09-035325

Vörös fény termékeink wellness eszközök.

A JakobsenRED vörös fény termékek megfelelnek az EU vonatkozó termékbiztonsági előírásainak, így a 2014/35/EU LVD irányelv, a 2014/30/EU EMC irányelv és a 2011/65 EU RoHS irányelv, valamint az ezeket átültető hazai jogszabályok elvárásainak, valamint a vonatkozó harmonizált szabványok követelményeinek. A terméket a gyártó nem orvostechikai eszköznek szánta, nem akként gyártotta, így betegségek, sérülések, patológias állapotok diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, ellensúlyozására nem alkalmas.

