



JakobsenRED Phoenix Széria

Használati Útmutató

Phoenix PRO 120, 180 és 240-es panelekhez



Köszönöm a vásárlást. Üdvözlöm a vörös fény világában. Őszintén örülök, hogy csatlakozott hozzánk, és hamarosan személyesen is megtapasztalhatja a vörös és közeli infravörös fény előnyeit.

JakobsenRED

A legjobb önmaga!

A vörös fényterápiás lámpák, így JakobsenRED termékeink alkalmazása bizonytalan eredetű, és akut gyulladásoknál NEM ajánlott!

A CSOMAG TARTALMA

1x vörös fény panel
1 x csatlakozó tápkábel
1 x ajtóra akasztáshoz kampó
2 x akasztó kábel
2 x akasztó csavar
1 x állítható csigarendszer
1 x védőszemüveg

A PANEL KEZELÉSE:

Kérem bekapcsolás előtt távolítsa el gondosan az összes csomagolást és győződjön meg róla, hogy panelje nem sérült, és tartalmazza az összes alkatrészt. Ellenkező esetben NE használja a lámpát, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

1. LÉPÉS



Csatlakoztassa a tápkábelt a lámpa hátuljához, majd dugja be a konnektorba.

2. LÉPÉS



A készülék hátulján nyomja meg a bekapcsoló gombot.

3. LÉPÉS



Nyomja meg az alsó be/ki kapcsoló gombot, 10 percen fog világítani az időzítő - ez ideális a kezdetekhez, később emelheti ezt a kezelési időt, ha szervezete már hozzászokott a vörös fényhez.

Bekapcsoláskor mindkét fény, a vörös **R** és a közeli infravörös fény **I** világít. Ezt az adott fény alatt lévő zöld kis lámpa jelzi.

4. LÉPÉS



Nyomja meg az "R/NIR" gombot a vörös (**R**) vagy a közeli infravörös(**I**) fény kiválasztásához / bekapcsolásához. *Ajánlott a maximális hatás eléréshez mindig mindkét fényt használni / bekapcsolni, mivel a vörös és a közeli infravörös fény szinergikusan hatnak egymásra.* Tehát úgy kapcsolja a fényeket, hogy mindkét fény, az **R** és az **I** alatti kis lámpa zölden világítson. Ekkor használja a vörös és a közeli infravörös fényeket - azaz az összes fényt a készülék.

5. LÉPÉS



A **T** időzítő gombbal állítsa be a kívánt időtartamot, majd nyomja meg a ki/be kapcsoló gombot a lámpa bekapcsolásához.

Kérem vegye figyelembe, hogy úgy tűnik mintha paneljeinek egyes LED-jei nem működnének, ez azért van, mert a közeli infravörös fényspektrum láthatatlan a szemnek.

6. LÉPÉS



A kezelés végén a fények automatikusan kikapcsolnak. A készülék hátoldalán kérem nyomja meg a ki / bekapcsoló gombot. Majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

A PANEL ALKALMAZÁSÁHOZ FONTOS TUDNIVALÓK

Teljesen meztelenül használja a készüléket, a paneltől 10 -30 cm távolságban alkalmanként 10 – 20 percig, mindig **csukott szemmel**.

SOHA NE NÉZZEN KÖZVETLEN A VÖRÖS FÉNYBE!

Védőszemüveget mindig viseljen, amennyiben szeme érzékeny, vagy este használja a fényt.

Kétség esetén beszélje meg kezelőorvosával a védőszemüveg használatát.

Az ajánlott használat a heti 4-6 alkalom. Heti egy napot hagyjunk ki.

A fénytől való rövidebb távolság esetén kevesebb időre van szükség az megvilágításhoz, ha távolabb áll hosszabb ideig használja a készüléket.

Ideálisan 15 perc 20-30 cm-ről. Kellemetlen érzet esetén test bármely részén, 10 – 15 cm-ről használja a fényt 10 percre. Amennyiben melegnek érzi a lámpát, álljon messzebb tőle! Ha irritálja a bőrét azonnal kapcsolja le a lámpát, és a legközelebbi használatkor tartson nagyobb távolságot a készüléktől.

A paneltől való távolság mindig az egyén fényérzékenységtől függ. Ezt Önnek kell kitalálnia milyen távolságból, mennyi ideig kellemes a fent megadott ajánlások alapján használnia a paneljét.

Tanácsos a szervezetünk lassú hozzászoktatása a vörös fényhez. Ami azt jelenti, hogy a megajánlott legnagyobb távolságaról kezdjük a kezelést körülbelül 5 percre az első pár napban. Majd picit növeljük a távolságot pár naponként, míg a fent említett távolságokkal elérjük a 15-20 perces kezeléseket.

Mikor már hozzászokott a szervezetünk a vörös fényhez, akkor menjünk lassan picit közelebb a lámpához.

Az ideális távolság, egyéni érzékenységet figyelembe véve 15 perc 20 cm-ről.

Amennyiben túl melegnek érzi a lámpát álljon távolabb!

Kellemetlen testi érzetek megvilágítására szeretné használni a lámpát, a minimális megajánlott távolságig lehet közel menni, azaz 10 cm-ről ideálisan 5-10 percig.

Minél közelebb megy a lámpához, egyenes arányban csökkentse a alkalmazási időt, mert a lámpa teljesítménysűrűsége annál nagyobb, jóval erősebb fényhatás éri!

Naponta maximum 30 perc vörös fény érheti a testet, ezt is el kell osztani 2-3 kezelésre. Tehát 2×15 percre, vagy 3×10 percre. Illetve a két kezelés közt ajánljuk 6 óra teljen el!

Soha NE használja egy alkalommal 20 percnél hosszabb ideig a panelt!

Egyes gyógyszerek fényérzékenységet okoznak. Amennyiben allergiás reakciót tapasztal vagy túlérzékenységet a megvilágítást azonnal le kell állítani.

Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy alkoholt fogyasztott, illetve, ha fennáll az elalvás veszélye!

A TÚL HOSSZÚ IDEIG TARTÓ MEGVILÁGÍTÁS ESETLEG A SEJTEK MEGTERHELÉSÉHEZ VEZETHET. MINDIG TARTSA BE A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN AJÁNLOTTAKAT.

AMENNYIBEN FÁRADTNAK ÉRZI MAGÁT VÖRÖS FÉNYEZÉS UTÁN AKKOR TÚL SOK VÖRÖS FÉNY ÉRTE SZERVEZETÉT. (AKÁRCSAK A TÚLZOTT NAPOZÁS) KÉREM ILYEN ESETBEN NE HASZNÁLJA PÁR NAPIG A PANELT! MAJD CSÖKKENTSEN A KEZELÉSI IDŐN ÉS NÖVELJE A KEZELÉSI TÁVOLSÁGOT!

Gyermekek 3 év alatt és idős emberek felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket!

Kérem őrizze meg a termék dobozát, mert csak az eredeti dobozban, fogadjuk el termék visszaküldését meghibásodás esetén!

A már nem szükséges csomagolóanyagot kérem mindig az előírásoknak megfelelően kezelje.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A vörös fény terápia egy csodálatos dolog - de nem mindenkinek való. Néhány ok, amiért a PBM nem biztos, hogy az Ön számára megfelelő:

Olyan gyógyszert szed, amely fényérzékennyé teszi.

Migrénje vagy rohamai vannak, amelyeket erős fény vált ki.

Ön bipoláris zavarban szenved, amelyet bizonyos esetekben köztudottan befolyásol a fényhatás.

Ön terhes.

Három éves kor alatt nem használható!

Nem használhatják magatehetetlen, idős emberek, gyermekek felügyelet nélkül!

Javasolt ez esetekben az előzetes orvosi konzultáció!

Ne használja a készüléket, alkohol, kábítószer, nyugtató befolyása alatt.

Ne használja nyílt seben, ismeretlen eredetű bőrbetegség esetén.

Az vörös fénynek van néhány fantasztikus előnye és hatása, de nem mindenkinek jó.

VIGYÁZAT

Ne használja a lámpát víz közelében.

Ha víz éri a készüléket NE használja!

Ne nézzen közvetlenül a fénybe.

Használjon védőszemüveget a készülék használata közben.

Mindig húzza ki a hálózati kábelt, ha nem használja, ha a készüléket tisztítja, vagy meghibásodás, füst vagy égett szag esetén.

A dugó kihúzásakor a dugót húzza ki - ne a kábelt!

Ne használja a terméket, ha a kábel vagy a dugó sérült. Védje a kábelt a forró tárgyaktól.

Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

Ne használja a terméket, ha a kábel vagy a dugó sérült.

Védje a kábelt a forró tárgyaktól.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék kizárólag megvilágításra szolgál.

Minden más felhasználás nem tekinthető megfelelőnek.

A készülék nem alkalmazható fizikailag korlátozott személyek (beleértve a gyermekeket is) a biztonságukért felelős személyek nélkül!

A csomagolóanyagot gyermekek számára elérhetetlen helyen tartsa (fulladásveszély).

A készüléket bekapcsolt állapotban nem szabad letakarni vagy csomagolásba csomagolni.

Soha ne használja a készüléket víz közelében.

Ne használja a készüléket, ha az a földre esett, vagy extrém páratartalomnak volt kitéve, vagy

bármilyen más módon megsérült.

A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, és semmilyen folyadék nem kerülhet be a készülékbe.

A készüléket működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.

Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha az meghibásodott, vagy ha a tápkábel megsérült.

Ne változtasson meg semmit a készüléken a gyártó engedélye nélkül.

Fennáll a sérülés, áramütés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.

MIKOR NEM SZABAD HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET?

Akut gyulladáshoz vezető folyamatok esetén NE használja a fényt!

Cégünk egyáltalán nem ajánlja gyulladáshoz vezető folyamatoknál a vörös fény alkalmazását, mivel a lámpa hőt bocsát ki, ami felerősítheti a gyulladáshoz vezető tüneteket.

Terhes nők esetében alkalmazása csak az orvossal való konzultációt követően végezhető.

Gyermekeket csak felnőtt felügyelete mellett és az orvossal való konzultációt követően szabad megvilágítani.

Nem alkalmazható magatehetetlen személyeken, 3 év alatti gyermekeken.

Nem alkalmazható hőre érzéketlen személyeken, bőrbetegségben szenvedőknek, fájdalomcsillapítók, alkohol vagy kábítószereszedése után.

Bármilyen egészségügyi kétely esetén forduljon orvosához!

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközökkel kapcsolatos veszélyeket. Győződjön meg arról, hogy a készüléket ne használják felügyelet nélküli gyermekek.

PANELEK KARBANTARTÁSA

Tisztítás és fertőtlenítés: A külső tisztításhoz csak puha, száraz ruhát használjon. Soha ne használjon súrolószeres tisztítószeret, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket.

TÁROLÁS

A készüléket hűvös, száraz helyen, közvetlen fénytől és extrém hőtől védve kell tárolni.

PANELEK SPECIFIKÁCIÓJA

Jakobsen**RED** Phoenix PRO 120



Méret: 52 cm x 21 cm x 6,5cm

LED szám: 120 db 3W

Teljesítménysűrűség: 132 mw/cm² 15 cm távolságra

Lencse sugárszög: 30 fok

Bemeneti feszültség: 100-240V

Hullámhosszok:

vörös fény: 630 nm, 660 nm **PLUS** paneleknél + 670 nm

közeli infravörös fény: 830 nm, 850 nm és a még ritka 810-es nanométer.

EMF: Rendkívül alacsony nullához közeli érték.

Súly: 3.6 kg

Garancia: 3 év

Elégedettségi garancia: 30 nap

Élettartam: 50.000 óra

JakobsenRED PRO / PLUS 180



Méret: 78cm x 21 cm x 6,5cm

LED szám: 180 db 3W

Teljesítménysűrűség: 132mw/cm² 15 cm távolságra

Lencse sugárszög: 30 fok

Bemeneti feszültség: 100-240V

Hullámhosszok:

vörös fény: 630 nm, 660 nm **PLUS paneleknél + 670 nm**

közeli infravörös fény: 830 nm, 850 nm és a még ritka 810-es nanométer.

EMF: Rendkívül alacsony nullához közeli érték.

Súly: 6kg

Garancia: 3 év

Elégedettségi garancia: 30 nap

Élettartam: 50.000 óra

JakobsenRED Phoenix PRO 240



Méret: 99cm x 21 cm x 6,5cm

LED szám: 240db 3W

Teljesítménysűrűség: 132 mw/cm² 15 cm távolságra

Lencse sugárszög: 30 fok

Bemeneti feszültség: 100-240V

Hullámhosszok:

vörös fény: 630 nm, 660 nm PLUS paneleknél + 670 nm

közeli infravörös fény: 830 nm, 850 nm és a még ritka 810-es nanométer.

EMF: Rendkívül alacsony nullához közeli érték.

Súly: 11kg

Garancia: 3 év

Elégedettségi garancia: 30 nap

Élettartam: 50.000 óra

Ügyfélszolgálat

Elkötelezettek vagyunk a legjobb ügyfélszolgálat biztosítására az optimális fény élmény érdekében.

Ezért, ha bármilyen kétség merül fel Önben a panel használatával kapcsolatban, kérem ne habozzon kapcsolatba lépni velem:

tel: 0670 572 5519

e-mail info@vorosfeny.hu

Termékbiztonsági dokumentáció elérhető:

Jakobsen Biohacking Kft -2022.12.20

Tel: 00 36 70 572 55 19

E-mail: info@vorosfeny.hu

Cég székhelye: 9400 Sopron, Alsólövér utca 25. földszint 3. ajtó

Adószám: 32171093-2-08.

Közösségi adószám: HU32171093

Cégjegyzékszám: 08-09-035325

Vörös fény paneljeink wellness eszközök.

A jelen termék klasszifikációja szerint általános világítási célú lámpatest, amely megfelel az EU vonatkozó termékbiztonsági előírásainak, így a 2014/35/EU LVD irányelv, a 2014/30/EU EMC irányelv és a 2011/65 EU RoHS irányelv, valamint az ezeket átültető hazai jogszabályok elvárásainak, valamint a vonatkozó harmonizált szabványok követelményeinek. A terméket a gyártó nem orvostechnikai eszköznek szánta, nem akként gyártotta, így betegségek, sérülések, patológias állapotok diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, ellensúlyozására nem alkalmas.

